

Gymna Série 200

La solution fiable pour l'électrothérapie



gymna[®]

gymna.com

Dispositifs d'électrothérapie Gymna

Des équipements de qualité et faciles à utiliser sur lesquels vous pouvez compter

Fort de ses nombreuses années **d'expérience** dans le domaine de l'électrothérapie, Gymna a bâti une solide réputation de **produits de qualité**. La gamme Gymna comprend un large éventail de solutions intelligentes, conçues pour permettre et **faciliter** vos activités médicales quotidiennes. Gymna propose des équipements de qualité, conviviaux, et fiables afin que vous puissiez vous **concentrer** sur les soins que vous apportez à **vos patients**.

Gymna Série 200

La solution fiable pour l'électrothérapie

Gymna Série 200 est une gamme de dispositifs d'électrothérapie des plus complets. Des dispositifs tous équipés de deux canaux indépendants permettant d'appliquer simultanément deux méthodes thérapeutiques différentes. Particulièrement compacts, vous pouvez emmener facilement ces dispositifs avec vous à l'aide de leur sac de transport.



Gymna Série 200


Un must pour votre cabinet

La gamme Gymna Série 200 peut apporter à votre cabinet les avantages suivants :



Approche personnalisée :

- Combinez l'électrothérapie, les ultrasons et le laser dans un seul dispositif
- Ou optez pour une unité combinée d'électrothérapie/de myofeedback
- 20 places de mémoire vous permettant de mémoriser vos paramètres basés sur vos résultats



Un large éventail d'options thérapeutiques :

- 2 canaux indépendants réglables permettant un traitement simultané ou combiné
- Courants électriques soulageant la douleur et stimulant les muscles, diagnostic, EMG, ultrasons et laser
- Équipement complet incluant de multiples accessoires
- Une grande variété d'options



Orientation vers les résultats :

- Applications accessibles via les objectifs thérapeutiques, les indications et le numéro de programme
- Fiches photos pour un placement exact des électrodes, des têtes à ultrasons & des sondes laser

Gymna Myo200

Découvrez les avantages du myofeedback et de l'électrothérapie

Gymna Myo200 remplit à lui seul les fonctions de 2 appareils : électrostimulation et feed-back par EMG/pression. Ces deux formes de thérapie peuvent être mises en œuvre de manière combinée ou séparément.



La fonctionnalité myofeedback garantira une rééducation rapide et efficace. Dans la mesure où vous pouvez mesurer et visualiser l'activité musculaire de votre patient(e), vous avez une meilleure compréhension du fonctionnement musculaire. La proprioception et la qualité de vie de votre patient(e) s'en trouvent donc améliorées.

Objectifs et indications les plus fréquents :

- Myofeedback du plancher pelvien
- Stimulation musculaire et rééducation
- Soulagement de la douleur
- Diagnostic





Logiciel PC Gymna Myo200

Facilite les soins de rééducation grâce au progiciel inclus

Le logiciel PC Myo totalement unique vous ouvre de nouvelles perspectives : il vous permet de sélectionner un protocole de traitement préprogrammé, de visualiser et de sauvegarder les résultats des séances d'entraînement, d'afficher et d'imprimer différents graphiques, de mettre à jour les dossiers de vos patients, d'exporter des données, de réaliser un test CONTILIFE®, etc.

Les avantages pour votre cabinet :

- EMG & électrothérapie dans 1 seul appareil
- Logiciel PC multipliant vos possibilités
- Traitements efficaces personnalisés
- Guide de traitement pratique
- Large éventail de sondes



Gymna Série 200

Gamme de produits

Combi200L

Dispositif combiné pour électrothérapie à 2 canaux, 2 pôles et 4 pôles. Diagnostic, ultrasons, laser, traitement simultané et combiné.



Combi200

Dispositif combiné pour électrothérapie à 2 canaux, 2 pôles et 4 pôles. Diagnostic, ultrasons, traitement simultané et combiné.



Myo200

Une unité de myofeedback complète et universelle à 2 canaux permettant une électrostimulation à 2 canaux.



Duo200

Électrothérapie à 2 canaux, 2 pôles et 4 pôles. Courants à basse et moyenne fréquences. Programmes de diagnostic.



Pulson200

Dispositif de thérapie à ultrasons continue et pulsée. Têtes à ultrasons multifréquences ergonomiques.



Vaco200*

Module sous vide à 2 canaux, 2 pôles ou 4 pôles. Contrôle électronique du vide. Continu ou pulsé. En combinaison avec les dispositifs Combi200L, Combi200, Duo200 et Myo200.



*Vaco200 présenté en combinaison avec le dispositif Combi200L

Gymna Pulson100

Le dispositif à ultrasons compact

Pulson100



- *Modèle de base à petit budget*
- *Le contrôle de contact des têtes garantit une efficacité maximale*
- *11 indications préprogrammées + 1 mode libre*



Pulson100

Thérapie

Thérapie à ultrasons, 1 MHz



Interface utilisateur

Écran LCD



Boutons pour les fonctions les plus importantes



Liste d'indications



Thérapie à ultrasons

Tête de traitement hybride 4 cm², 1 MHz



Tête de traitement hybride 1 cm², 1 MHz



Contrôle de contact acoustique et visuel



Accessoires

		COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Électrothérapie							
Câble d'électrode, 2 pôles - (4 mm fiches)		■	■	■	○		
Electrodes en caoutchouc 6 x 8 cm - (4 mm fiches)		■	■	■	○		
Goussets Chamex 6 x 8 cm		■	■	■	○		
Sangles de fixation 5 x 60 cm		■	■	■	○		
Fiche de test F/F - 4 mm		■	■	■	○		
Fiche de test F/F - 2 mm					■		
Fiche de notation VAS		■	■	■	■		
Câble d'électrode EMG (2mm fiches)					■		
Câble d'électrode d'incontinence (2mm fiches)					■		
Câble de référence (4mm > 2 mm)					■		
Electrode à broche 15 mm + éponge		○	○	○	○		
Sonde rectale		○	○	○	○		
Thérapie à ultrasons							
Tête ultrasons, ERA 4 cm ² (1 & 3 MHz)		■	■			■	
Tête ultrasons, ERA 1 cm ² (1 & 3 MHz)		○	○			○	
Gel de contact - 500 ml		■	■			■	
Thérapie laser							
Laser mono probe 200		○					
Laser quad probe 200		○					
Lunettes protectrices laser		○					



		COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Support							
Manuel d'utilisation		■	■	■	■	■	■
Schémas de mise en place ET/US/laser		■	■	■	■	■	
Vide							
Tuyau à vide gris clair							■
Tuyau à vide gris foncé							■
Electrode sous vide 60 mm							■
Eponge pour électrode sous vide 60 mm							■
Electrode sous vide 90 mm							○
Eponge pour électrode sous vide 90 mm							○
Adhésive							
Electrode adhésive 3 cm		○	○	○	■		
Electrode adhésive 2,5 x 5 cm		○	○	○	○		
Electrode adhésive 5 x 5 cm		○	○	○	■		
Electrode adhésive 5 x 10 cm		○	○	○	○		
Câble adaptateur pour électrode adhésive (4 mm à 2 mm)		○	○	○	○		
Incontinence							
Sonde vaginale pour EMG/Stimulation 'NOVATYS'		○	○	○	■		
Sonde vaginale pour EMG/Stimulation 'V2B+'		○	○	○	○		
Sonde vaginale pour EMG/Stimulation 'OPTIMA3'		○	○	○	○		
Sonde vaginale pour EMG/Stimulation 'PERISIZE 4+'		○	○	○	○		
Sonde anale pour EMG/Stimulation 'ANALYS+'		○	○	○	○		
Sonde anale pour EMG/Stimulation 'ANALIA'		○	○	○	○		

		COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Incontinence							
Sonde de pression vaginale					■		
Tuyau de pression vaginale					■		
Tuyau de pression vaginale avec valve					○		
Sonde de pression anale					○		
Tuyau de pression anale					○		
Tuyau de pression anale avec valve					○		
Logiciel PC							
Câble de connexion USB Myo-PC					■		
Logiciel PC Myo200 CD-ROM					■		

- Standard
- En option

Information Technique

	COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Thérapies						
Electrothérapie (2 canaux indépendants)	■	■	■	■		
Thérapie à ultrasons (1 & 3 MHz)	■	■			■	
Thérapie laser (en option)	■					
Thérapie combinée	■	■				
Thérapie simultanée	■	■	■	■		
Thérapie rééducation pelvienne				■		
Thérapie rééducation musculaire				■		
Vide						■
Interface utilisateur						
Écran LCD avec backlight (1/4 VGA)	■	■	■	■	■	
Boutons pour les fonctions les plus importantes	■	■	■	■	■	
2 régulateurs d'intensité séparés	■	■	■	■		
Touches de thérapie directe	■	■	■	■	■	
Protocoles : objectifs & liste d'indications	■	■	■	■	■	
Diagnostic (Rhéobase, Chronaxie)	■	■	■	■		
Liste des contre-indications	■	■	■	■	■	
Mémoire : 20 emplacements libre	■	■	■	■	■	

■ Standard

○ En option

	COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Electrothérapie						
Courants unidirectionnels						
Courant rectangulaire	■	■	■	■		
Courant 2-5 (Ultra Reiz)	■	■	■	■		
Courant triangulaire	■	■	■	■		
Courant rectangulaire MF	■	■	■	■		
Courant rectangulaire MF pour iontophorèse	■	■	■	■		
Courants diadynamiques						
MF	■	■	■	■		
DF	■	■	■	■		
CP	■	■	■	■		
LP	■	■	■	■		
Courants TENS						
TENS conventionnel	■	■	■	■		
TENS basse fréquence	■	■	■	■		
TENS burst	■	■	■	■		
TENS wobulé	■	■	■	■		
Han Stim (via Antalgique)	■	■	■	■		
Courants NMES						
Courant rectangulaire	■	■	■	■		
Courant triangulaire	■	■	■	■		
Courant biphasé	■	■	■	■		
Courant intervalle intrapuls	■	■	■	■		
Courant MF bipolaire	■	■	■	■		
Courant à champ vecteur isoplanaire	■	■	■	■		
Courants interférentiels						
Bipolaire moyenne fréquence	■	■	■	■		
Champ vecteur isoplanaire	■	■	■	■		
Champ vecteur dipôle	■	■	■	■		

	COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Diagnostic						
Rhéobase et Chronaxie	■	■	■	■		
Rhéobase et AQ	■	■	■	■		
Points douloureux	■	■	■	■		
Diagnose stress fracture	■	■			■	
Voltage constant / Courant constant	■	■	■	■		

Thérapie à ultrasons						
Tête de traitement hybride 4 cm ² (1 & 3 MHz, à multifréquence)	■	■			■	
Tête de traitement hybride 1 cm ² (1 & 3 MHz, à multifréquence)	○	○			○	
Acoustique et visuelle contact détection	■	■			■	

Thérapie laser						
Sonde unique : puissance moyenne max. : 70,5 mW	○					
Sonde en cluster : puissance moyenne max. : 4 x 13,5 mW	○					

Myofeedback therapy						
Electro myography (2 individual EMG channels)				■		
Pressure myography (1 channel)				■		

Thérapie combinée						
Ultrasons + TENS conventionnel		■	■			
Ultrasons + TENS burst		■	■			
Ultrasons + TENS wobulé		■	■			
Ultrasons + bipolaire moyenne fréquence		■	■			

	COMBI200L	COMBI200	DUO200	MYO200	PULSON200	VACO200
Thérapie simultanée						
Electrothérapie (bipolaire) + Laser (en option)	■					
Electrothérapie (bipolaire) + Ultrasons	■	■				
Ultrasons + Laser (en option)	■					
Electrothérapie (bipolaire) + Electrothérapie (bipolaire)	■	■	■	■		
Electrothérapie & Myofeedback (sur 2 canal)				■		
Myofeedback EMG (sur 2 canal)				■		
Myofeedback EMG + Pression				■		

Vide						
2 canaux indépendants						■
Contrôle électronique du vide						■
Mode continu / pulsé						■
Commande via écran tactile avec	■	■	■	■		

Logiciel PC Myo 200						
Base de données patient				■		
Protocoles rééducation pelvienne & musculaire				■		
Acquisition graphique optimale				■		
Fonction d'élaboration de rapports				■		

NOUVEAU

Gymna Physio Care

Des lotions de massage professionnelles
de qualité supérieure



Cryothérapie



Diathermie



Thérapie par ondes de choc



Physio Care



Tables de massage



Electrothérapie



Active-motion



Votre distributeur:

gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511