

INFORMATIONS DE COMMANDE

COMPLEX PRO - THETA
2534810**COMPLEX PRO - THETA****Accessoires standards inclus :**

683010	Chargeur rapide
941213	Batterie haute énergie
601132L	Jeu de 4 câbles Fil
6601160	Câbles Mi-Sensor x2
6111944	Adaptateur Snap-Fil
690001	Housse de protection
45264XX	Manuel d'utilisation et guide pratique sur CD/USB
885932	Guide de démarrage rapide et avertissements
4526645	Guide de positionnement des électrodes
602047	Flacon de gel 250 ml
980020	Stylet point moteur
680055	Housse de transport
949000	Clip ceinture

Accessoires en option

601131L	Jeu de 4 câbles Snap
6601160	Câble Mi-sensor
690001	Coque anti choc
111.970	Chargeur externe + batterie 941213

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Canaux :	4
Courant constant :	Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal
Intensité maximale :	120 mA
Incréments :	0.25 mA
Largeur d'impulsion :	30 to 400 µs
Fréquence :	1 to 150 Hz
MDD :	Classe IIa
Classe IP :	IP22
Applications :	Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batterie 941213 :	Nickel metal hydride (NiMH) 4.8 V 2000 mA/h
Dimensions :	138 x 95 x 33 mm
Poids :	300 g batterie inclus

FORME D'ONDES



- Biphasé symétrique
100% compensée

Le Complex Pro - Theta est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.

Lire attentivement la notice.

Fabricant : DJO France S.A.S.

COMPLEX PRO - THETA

CONTRÔLEZ VOS SÉANCES D'ÉLECTROTHÉRAPIE



CARACTÉRISTIQUES

Complex Pro - THETA est un stimulateur 4 canaux développé pour une prise en charge à la fois standard (Douleur, Stimulation Neuromusculaire) mais propose également des protocoles de rééducation spécifiques lorsque des contractions volontaires contrôlées (Trigger) ou décalées sont nécessaires. Les indications de type Neurologie (Spasticité, Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique, Agoniste-Antagoniste) ou des protocoles spécifiques comme stimulation post ligamentoplastie LCA sont proposés par l'appareil.

Configuration de programmes : FULL.

PROGRAMMES

- Réhabilitation I&II
- Anti douleur I&II,
- Vasculaire,
- Préparation physique I&II,
- Neurologie.

TECHOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™

4 fonctions sur les 4 canaux Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. 2 câbles mi-sensor inclus.

2+2

Choisir et associer deux programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter deux zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des deux programmes différents (Ex. Endorphinique + TENS).

FONCTION TRIGGER

Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation lorsque ceci est requis dans certains protocoles (Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique etc.)

SKIP

Permet de passer librement d'une phase à une autre (Echauffement, Travail/Repos, Récupération).

STYLET POINT MOTEUR

Inclus dans les sets. Associé au programme dédié, il permet de détecter les points moteurs vous indiquant précisément le positionnement optimal des électrodes.

PROGRAMMATION

Permet de créer ses propres programmes afin de personnaliser les paramètres.

AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2h30.

GARANTIE

La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat.

