

INFORMATIONS DE COMMANDE

COMPLEX PRO - WIRELESS PROFESSIONAL 2 CH STANDARD

2532660 COMPLEX PRO - WIRELESS PROFESSIONAL 2 CH STANDARD

Accessoires standards inclus :

001138	Télécommande Standard (x1)
984350	Modules de stimulation (x2)
101091	Station d'accueil BASIC 2 CH
108X	Adaptateur AC
601163	Câble USB
46262XX	Manuel d'utilisation et guide pratique sur CD/USB
885932	Guide de démarrage rapide et avertissements
602047	Flacon de gel 250 ml
980020	Stylet point moteur
680085	Housse de transport
1494	Tour de cou
5529024	Housse de protection télécommande blanche
5529220	Jeu de clips de couleur identification canaux

Accessoires en option :

6522053	Bandes de maintien pour stimulation Wireless
---------	--

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Canaux :	4
Courant constant :	Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal
Intensité maximale :	120 mA
Incréments :	0,25 mA
Largeur d'impulsion :	30 to 400 µs
Fréquence :	1 to 150 Hz
MDD :	Classe IIa
IP classe :	IP22
Applications :	Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Alimentation :	Lithium polymer (LiPo) rechargeable 3.7(V)/≥ 1500(mAh)

DIMENSIONS

Télécommande :	105 x 66 x 19 mm
Module :	55 x 16 mm
Station d'accueil SMART 2 CH :	190 x 120 x 80 mm

POIDS

Télécommande :	116 g batterie inclus
Module :	62 g batterie inclus
Station d'accueil SMART 2 CH :	250 g

FORME D'ONDES



- Biphasé symétrique 100% compensé

Le Compex Pro - Wireless Professional 2 CH est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO France S.A.S.

COMPLEX PRO - WIRELESS PROFESSIONAL 2 CH STANDARD

DÉCOUVREZ LA STIMULATION SANS FIL



*Valable sous réserve d'enregistrement auprès de DJO France.

CARACTÉRISTIQUES

Compex Pro - WIRELESS PROFESSIONAL 2 CH STANDARD est un stimulateur sans fil 2 canaux développés pour les praticiens à la recherche d'une prise en charge standard et facilitée. Livré avec 2 modules de stimulation, 1 télécommande et une station d'accueil simple (BASIC 2 CH), l'appareil propose le traitement de la douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire de base.

Configuration de programmes : Standard – 2 CH.

PROGRAMME

- Réhabilitation I,
- Anti douleur I,
- Vasculaire,
- Préparation physique I.

TECHNOLOGIE SANS FIL - WIRELESS

Supprimer toute contrainte d'utilisation en facilitant l'installation de votre patient tout en lui procurant une totale liberté de mouvement. La technologie sans fil vous invite à combiner l'électrothérapie avec des exercices actifs favorisant l'efficacité des séances.

TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™

4 fonctions Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range and Mi-Action disponibles sur chaque module (2 modules livrés).

TELECOMMANDE

Ergonomie adaptée aux praticiens pour une utilisation intense et quotidienne : clavier silicongé évitant la pénétration de crème de massage, navigation intuitive, housse de protection antichoc. La possibilité de contrôler l'évolution de la séance du patient à distance.

+ TENS

De nombreuses situations cliniques nécessitent de combiner les effets thérapeutiques du TENS à tout autre traitement. Le Wireless Professional vous invite à associer deux programmes simultanément afin d'optimiser les bénéfices de la séance.

SKIP

Permet de passer librement d'une phase à une autre (Echauffement, Travail/Repos, Récupération).

AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Batteries intégrées aux modules et télécommande en Lithium polymère permettant une charge continue et une autonomie quotidienne de traitement. La station d'accueil permet une recharge complète des modules moins de 1H30.

RESSOURCES CLINIQUES INTEGRÉES

Photos de positionnement d'électrodes, paramètres et détails sur le programme directement accessibles sur la télécommande.

LOGICIEL

Gérez vos listes de patient, historiques de traitement et créer vos propres programmes

GARANTIE

La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat.

