

# Vue d'ensemble

	G2 Duo	G2 Duoplus	G2 Trio
Réglage électrique de la hauteur avec commande au pied	■	■	■
Tête réglable avec vérin pneumatique		■	■
Réglable dossier avec vérin pneumatique	■		■
Convient pour une utilisation avec lève-patient <sup>1)</sup>	■	■	■
Pieds antidérapants spéciaux contre les déplacements	■	■	■
Choix entre 11 couleurs de revêtement <sup>2)</sup>	■	■	■
Convient à un support de rouleau de papier sur le dossier	■		■
Convient à un support de rouleau de papier sur le plan jambier	■	■	
Cadre de commande périphérique Gymna	○	○	○
Commande manuelle	○	○	○
Réglage hydraulique de la hauteur	○	○	○
Ensemble de 4 roulettes pivotantes	○	○	○
Section de la tête ou du dos avec ouverture pour le nez	○	○	○
Tête avec accoudoirs réglables <sup>3)</sup>		○	○
Coussins en couleur non standard	○	○	○
Support de rouleau de papier 50 cm	○	○	○
Support de rouleau de papier 60 cm	○	○	○
Housses en tissu éponge (différentes couleurs)	○	○	○
Protection au niveau des pieds	○	○	○

■ = standard

○ = facultatif

<sup>1)</sup> L'espace libre sous le châssis est de 15 cm. Lève-patient non combinable avec commande circulaire Gymna.

<sup>2)</sup> Les couleurs imprimées ne donnent seulement qu'une impression des couleurs réelles.

<sup>3)</sup> Ouverture pour le nez toujours incluse.

## Données techniques

Dimensions des coussins :	205 x 67 cm
Réglage hauteur :	50-100 cm
Capacité de levage max. :	200 kg
Poids de la table :	env. 80 kg
Catégorie d'isolation :	II
Classification appareil :	I
Tension :	230 V~, 50/60 Hz, 2.0 A 120 V~, 60 Hz, 1.7 A
Garantie :	3 ans (revêtement 1 an)

La série G2 de Gymna satisfait aux exigences essentielles de la directive relative aux dispositifs médicaux de la Commission européenne (93/42/CEE).

